

SD-B  
Injecteur  
pour butyromètre.



- Pour les chariots à injection
- Pas de vis compris, 4 x 140 mm\*

\* Pas de vis intégré, diamètre de 4 x 140 mm, plus buse aplatie, soudée, 1,5 x 100 mm.

Code EAN: 4002511116955 / Numéro de matériel: 03583540 /  
Ancien Numéro de matériel: 69708001D

|  |      |
|--|------|
| <b>Famille produit</b>                         |      |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire             | •    |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •    |
| <b>Accessoires</b>                             |      |
| G 7825   | •    |
| PG 8527  | •    |
| PG 8535  | •    |
| PG 8536  | •    |
| PG 8583  | •    |
| PG 8583 CD                                     | •    |
| PG 8593  | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |      |
| Gicleur à injection                            | •    |
| <b>Caractéristiques produit</b>                |      |
| Matériau                                       | Inox |
| Couleur  | Inox |
| <b>Domaine d'application</b>                   |      |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •    |
| <b>Raccordement électr. standard</b>           |      |
| Nombre de phases                               | 0    |
| Tension en V                                   | 0    |
| Fréquence en Hz                                | 0    |
| Puissance totale de raccordement en kW         | 0,00 |
| Protection par fusible en A                    | 0    |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |      |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 0    |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 0    |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 240  |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 12   |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 100  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 150  |
| Diamètre en mm                                 | 4    |
| Poids net en kg                                | 0,01 |
| Poids brut en kg                               | 0,02 |