

Descriptif :

- Complément à mailles 1/6
- Avec 2 peignes en silicone pour maintenir l'instrumentation
- Dimensions des mailles :
fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- H 42, L 150, P 225 mm

- Stérilisable à 134°C



Accessoire dentaire/ médical

ACCESSOIRE

E 197

Code article : 69.5197.01

Dimensions :

Largeur :	140	mm
Profondeur :	290	mm
Hauteur :	165	mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS