



E 523

Complément
pour 6 cassettes.

- Équipé de 7 supports (6 compartiments), H 145, écartement 50 mm

Détails du produit - E 523

EAN : 4002513199116 / Référence article : 69552301D / Numéro matériel : 05649700

Catégorie de produit		^
Laveurs-désinfecteurs		•
Catégorie d'accessoire/appareil		^
PG 8581		•
PG 8591		•
Catégorie de produit		^
Complément pour les plateaux		•
Propriétés du produit		^
Matériau	Inox	
Coloris	Inox	
Nombre de compartiments	6	
Domaine d'application		^
Traitement des instruments dentaires		•
Dimensions et poids		^
Dimensions extérieures, hauteur en mm	151	
Dimensions extérieures, largeur en mm	220	
Dimensions extérieures, profondeur en mm	450	
Poids net en kg	1,400	