

Désignation

- Pipette Eppendorf Research Plus G Variable
20-200µL jaune

Référence

- 933957

Unité de vente : 1



Description

- Pipette Eppendorf Research® plus
- 20 – 200 µL, volume variable
- Avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette
- Type de pipetage : Système à coussin d'air
- 1 canal
- Plage de volume : 20 – 200 µL
- Code couleur : jaune
- Mode de fonctionnement : mécanique
- Embout porte-cône à amortisseur de force oui
- Autoclavable
- Consommables epT.I.P.S.®

