

Désignation

- Pipette Eppendorf Research Plus G Variable
100-1000 μ L bleu

Référence

- 933958

Unité de vente : 1



Description

- Pipette Eppendorf Research® plus
- 20 – 200 μ L, volume variable
- Avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette
- Type de pipetage : Système à coussin d'air
- 1 canal
- Plage de volume : 100 – 1000 μ L
- Code couleur : bleu
- Mode de fonctionnement : mécanique
- Embout porte-cône à amortisseur de force oui
- Autoclavable
- Consommables epT.I.P.S.®

