

Désignation

- Pointes EPTIPS G Reload standard
0,1-20µL rack/96 Eppendorf



Référence

- 934248

Unité de vente : 960

Description

- EpT.I.P.S.® Reloads
- Eppendorf Quality
- Volume : 0,1 – 20 µL
- Longueur : 40 mm
- Coloris : gris moyen, pointes incolores
- Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation
- Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Conditionnement : 10 plateaux × 96 pointes

