

FICHE TECHNIQUE

Référence	934251
Désignation	Pointe 300 µl



Description

- ✓ Description : Pointe GLP (General Lab Product), pour les applications autres que diagnostic humain
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel/orange
- ✓ conditionné en epTIPS Reloads : ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'epTIPS Box

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 20-300 µl
- ✓ Dimensions : (long) 55 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes