

Désignation

- Pointe Eptips g reload standard 50-1250µl rack/96 Eppendorf

Référence

- 934253



Unité de vente

960 Pointes

Description

- Eppendorf Quality, ACT
- 50 – 1 250 µL, 76 mm, vert, pointes incolores
- 960 pointes (10 plateaux × 96 pointes)
- Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation
- Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
- Disponible en degrés de pureté Eppendorf Quality et PCR clean
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Marqué ACT : Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab

