

Désignation

- Pointe eptips G Reload standard 500-2500 μ l rack/48 Eppendorf

Référence

- 934254



Unité de vente : 480

-
- EpT.I.P.S.® Reloads
 - Eppendorf Quality, ACT
 - 0,1 – 2,5 mL, rouge, pointes incolores
 - 480 pointes (10 plateaux × 48 pointes)
 - Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
 - Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation
 - Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
 - Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.

