

Désignation

- Pointes Eptips G RELOAD PCR Clean 50-1000µL rack/96 Eppendorf

Référence

- 934263

Unité de vente : 960

Description

- PCR clean
- Volume : 50 – 1 000 µL
- Longueur : 71 mm
- Coloris : bleu, pointes incolores
- Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation.
- Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
- Disponible en degrés de pureté Eppendorf Quality et PCR clean
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Conditionnement : 10 plateaux × 96 pointes

