

Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
934683	TUBES 5ml A CAPUCHON A VIS STERILE EPPENDORF BIOBASED x200	EPPENDORF

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Les produits Biobased sont composés d'au moins 90% de polypropylène biosourcés, issus de ressources renouvelables (ex. déchets et résidus de raffinage d'huile végétale ou d'huile de friture usagée collectée dans le secteur de la restauration). Cela permet une réduction considérable de l'empreinte carbone. 100% de l'énergie utilisée à la fabrication est renouvelable.

The Biobased products are made with at least 90% of renewable resources, such as waste from the vegetable oil refining process and used cooking oil collected from the food and restaurant industry. This lowers the carbon footprint of the product compared to conventional plastics, while also contributing to the circular economy. 100% of the energy used in manufacturing is renewable.

Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de carton et plastique LDPE. Il est entièrement recyclable.

The packaging of this product contains cardboard box and LDPE plastic bag. The packaging is entirely recyclable.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe en Europe, à Oldenbourg en Allemagne.

The product is manufactured in Oldenburg, Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Page de marque Eppendorf](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)

Dominique Dutscher SAS
2C, rue de Bruxelles – 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 – Fax. 03 88 59 33 99

www.dutscher.com



Version n°	2
Date d'édition	09/10/2025