

SOINS DES YEUX

Lave œil 50 ml de Diphotérine

Lave œil portatif de Diphotérine® à utiliser en cas de projections chimiques



La Diphotérine® est le produit adéquat et indispensable en cas de projection de produits chimiques dans les yeux ou sur la peau.

Caractéristiques :

Flacon de 50 ml livré avec sa pochette en nylon noire équipé d'un passant ceinture
La Diphotérine neutralise intégralement et rapidement les projections de solutions alcalines (base) ou acides et les solvants. Elle décontamine totalement la projection chimique à l'intérieur et à l'extérieur des tissus et ramène le niveau de Ph dans l'œil à 7,4 en quelques secondes. Les brûlures provoquées par des acides forts ou des produits chimiques sont donc stoppées. Le délai d'intervention pour une utilisation optimale est de 10 secondes après l'accident

- Léger et peu encombrant.
- Facilement identifiable et préhensible.
- Utilisation simple et prêt à l'emploi.
- Livré avec un étui de rangement qui se fixe à la ceinture.
- Permet une action rapide.
- Solution stérile.
- Scellé assurant l'intégrité du dispositif.
- Etanche et compact.
- Sans entretien particulier et sans installation

• Code Article ESCULAPE : 820 50 20

• Code douanier : 3 824 9098

• Origine : France