

**FICHE TECHNIQUE**  
**TROUSSE DE SECOURS ABS MDT**

**Trousse de secours de premiers soins d'urgence dont le contenu est conforme aux préconisations de la Médecine du Travail**

□ **ASEP ABS MDT**

**Coffret en ABS blanc et son support mural**

**Dimensions : 33 x 23 x 13 cm**

**Poids : 1.8 Kg**

**Réf. : ASEP ABS MDT**

**Code article : 722 06 05**



**Composition :**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Coussin hémostatique              | 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml |
| 1 Couverture de survie              | 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2cm   |
| 1 Ecran facial pour bouche à bouche | 1 Paire de ciseaux Lister          |
| 1 Echarpe triangulaire              | 5 Unidoses pour lavage oculaire    |
| 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm | 2 Sacs plastiques avec zip         |
| 30 Pansements adhésifs assortis     | 12 Epingles de sûreté              |
| 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm     | 5 Paires de gants vinyle           |
| 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm    | 1 Pince à échardes                 |
| 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm        | 1 Guide de premiers secours        |

Mise sous film rétractable avec la liste du contenu au dos

*Les mallettes en « ABS » sont très robustes, indéformables, incassables et inaltérables. Elles sont étanches à la poussière et disposent de séparateurs et volets intérieurs pour faciliter le rangement des produits. Le support mural permet de fixer la mallette à proximité des lieux à risque ou dans les véhicules.*

**Idéal pour 5 à 20 personnes / Multi-activités**  
**Idéale pour des interventions rapides et efficaces**  
**Convient à toutes les unités de travail**

- **Code Article ESCULAPE : 7220605**
- **Code EAN : 3700116600169**
- **Origine : France**
- **Code douanier : 3.006.5000**
- **Coffret livré vide : Code art. 714 05 05**

\* \* \* \* \*

