

FICHE TECHNIQUE
DOUCHE AUTONOME PORTABLE 6 LITRES

- ASEP DAP 6 litres

Réf. : ASEP DAP 6 litres

Code article : 8205266



DOUCHE AUTONOME PORTABLE 6 LITRES

Code article : 820 52 66

Descriptif :

Pour équiper les lieux exposés à des risques de projection de produits dangereux

Réservoir éprouvé, construit en acier E 243 et E 244 - Peinture époxy verte

Temps de vidange : 58 sec, pression de sortie 7 bars

Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre
instructions d'utilisation sérigraphées sur le réservoir livrée vide, à remplir uniquement d'eau minérale.

Livré avec une cartouche de Co2 à changer après chaque utilisation.

Capacité : 6 litres

Mise en service très simple

Livrée VIDE

Eau minérale à changer tous les 8 à 10 jours

Conforme à la norme NF X 08.003 et à la Directive Européenne 92/58/CEE

Poids : 4.00 kg

Dimensions : 440 x 175 cm

Code EAN : en cours de création

Origine : FRANCE

Code douanier : 73242921

Cartouche Co2 : Réf. 8205268

Code douanier : 73130000. Provenance : FRANCE

Code EAN : en cours de création

