

Armoire à pharmacie 1 porte – PP 10

Armoire à pharmacie complète en métal
1 porte avec 2 étagères
Prévue pour une fixation murale
Dimensions de l'armoire fermée : 45 x 30 x 14 cm – Poids pleine : 3kg



Armoire à pharmacie pour 5 à 10 personnes
prévue pour équiper les entreprises. Idéale
pour ranger les articles de premiers soins.
Serrure pour fermeture, livrée avec deux clés

Contenu de l'armoire / Kit PV 10 :

- 1 couverture de survie
- 1 écran facial de bouche à bouche
- 1 écharpe triangulaire
- 10 compresses stériles 30 x 30 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 bande de crêpe 4 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap en 5 m
- 20 pansements adhésifs assortis
- 2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 10 cm
- 5 unidoses pour lavages oculaires
- 4 sachets de gel bactéricide
- 4 compresses alcoolisées
- 4 sachets anti-brûlures
- 4 compresses anti-coups
- 1 vapo 50 ml Chlorhexidine
- 12 épingles de sûreté
- 1 paire de ciseaux Lister
- 1 pince à échardes
- 1 doigtier en cuir
- 2 paires de gants vinyle
- 1 guide de premiers secours en 6 langues

- Code Article ESCULAPE de l'armoire vide : 711 01 04
- Code Article ESCULAPE du kit de réassort KIT PV 10 : 805 02 02
- Code Article ESCULAPE de l'armoire pleine : 711 02 04

- Code EAN de l'armoire pleine : 3700116601029

- Code douanier : 7.310.2990

