

Armoire à pharmacie 2 portes doubles – GP 20

Armoire à pharmacie complète en métal
2 portes doubles avec 12 étagères – Grande capacité de rangement
Prévue pour une fixation murale
Dimensions de l'armoire fermée : 53 x 53 x 20 cm – Poids pleine : 8,2 kg



Armoire à pharmacie laquée blanche avec sérigraphie sur les portes pour 15 à 20 personnes. Idéale pour équiper les entreprises. Grande capacité de rangement avec douze tablettes. Serrure pour fermeture, livrée avec deux clés

Contenu de l'armoire / Kit GV 20 :

- 1 couverture de survie
- 1 écran facial de bouche à bouche
- 1 écharpe triangulaire
- 30 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 bande de crêpe 4 m x 5 cm
- 1 bande de crêpe 4 m x 7 cm
- 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 4 rouleaux de sparadrap en 5 m
- 40 pansements adhésifs assortis
- 4 pansements compressifs stériles 2,5 m x 6 cm
- 4 pansements compressifs stériles 2,5 m x 10 cm
- 1 flacon 100 ml de gel hydroalcoolique
- 10 unidoses pour lavages oculaires
- 8 sachets de gel anti-brûlures
- 8 compresses anti-coups au calendula
- 1 vapo 50 ml de Chlorhexidine
- 1 vapo 50 ml d'Alcool 70°
- 24 épingles de sûreté
- 1 paire de ciseaux Lister
- 1 pince à échardes
- 2 doigtiers en cuir
- 6 paires de gants vinyle
- 1 guide de premiers secours

- Code Article ESCULAPE de l'armoire vide : 711 05 04
- Code Article ESCULAPE du kit de réassort KIT GV 15 : 805 02 01
- Code Article ESCULAPE de l'armoire pleine : 711 06 04

- Code EAN : 5701684478714
- Code douanier : 7.310.2990