

Armoire à pharmacie 2 portes doubles – GV 20

Armoire à pharmacie vide en métal
2 portes doubles avec 12 étagères – Grande capacité de rangement
Dimensions de l'armoire fermée : 53 x 53 x 20 cm – Poids vide : 7,0 kg



Descriptif :

Armoire vide en métal laqué blanc
2 portes doubles
Prévue pour une fixation murale
Fermeture à clé, livrée avec 2 clés
12 Tablettes intérieures

Armoire à pharmacie laquée blanche avec sérigraphie sur les portes pour 15 à 20 personnes. Idéale pour équiper les entreprises. Grande capacité de rangement avec douze tablettes. Serrure pour fermeture, livrée avec deux clés

- Code Article ESCULAPE de l'armoire vide : 711 04 04
- Code Article ESCULAPE du kit de réassort KIT GV 20 : 805 01 01
- Code EAN de l'armoire vide : 3700116601043
- Code douanier : 7.310.2990