

## Trousse de premiers secours METIERS ASEP ARTISANS SOUPLE

Trousse en polypro verte souple et compartimentée  
Passant à la ceinture  
Dimensions : 24 x 18 x 6 cm – Poids : 410 g



### Contenu :

1 rouleau de Digiplaie 2 m x 3,5 cm	3 compresses anti-coups calendula
5 compresses stériles 5 x 5 cm	5 unidoses pour lavage oculaires
2 pansements compressifs stériles PM	1 doigtier en cuir
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm	1 paire de ciseaux
18 pansements adhésifs assortis	1 boîte de 12 épingles
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm	2 paires de gants vinyle
5 compresses antiseptiques chlorhexidine	1 Guide de premiers secours
1 pince à échardes	

### Contient tous les articles pour pallier les risques auxquels sont exposés les artisans :

- Pour les poussières ou autres particules dans les yeux :  
⇒ Unidoses de sérum physiologique pour lavage oculaire,
- Pour les coupures et blessures légères aux doigts :  
⇒ Bande de pansement Digiplaie
- Pour les coupures et blessures profondes :  
⇒ Pansements compressifs stériles,

- Code Article : 722 14 61
- Code douanier : 3.006.5000
- Origine : France