

BJ_PORTOIRS ET SUPPORTS

▶ VALET EN LIEGE

- 1 | En liège
- 2 | Pour le support de ballons de 50 à 6000 mL
- 3 | 4 modèles en fonction du volume du ballon



Code	Diamètres	Pour ballons de
BJQ001	30x80 mm	50 à 100 mL
BJQ002	55x110 mm	250 à 500 mL
BJQ004	90x140 mm	1000 à 3000 mL
BJQ013	120x170 mm	5000 à 6000 mL