

## Désignation

- Blouse homme polycoton 195g gris pressions poignets élastiques T M

## Référence

- 943183B

Unité de vente : 1



- 
- Blouse Isacco grise, manches longues, homme. 100 cm.
  - Pour les secteurs médical, esthétique, alimentaire et industriel.
  - Fermeture par boutons-pression.
  - Poches et poche poitrine.
  - Détails Boutons à pression -
  - Poids du tissu 195 g/m<sup>2</sup>
  - Composition : 65 % polyester, 35 % coton
  - Lavage à 40°C