

Désignation

- Blouse homme polycoton 195g gris pressions poignets élastiques T L

Référence

- 943184B

Unité de vente : 1



-
- Blouse Isacco grise, manches longues, homme. 100 cm.
 - Pour les secteurs médical, esthétique, alimentaire et industriel.
 - Fermeture par boutons-pression.
 - Poches et poche poitrine.
 - Détails Boutons à pression
 - Poids du tissu 195 g/m²
 - Composition : 65 % polyester, 35 % coton
 - Lavage à 40°C