

Désignation

- Rack 96-2 couv bas vide pour tube avec cap sep ou à vis low pro (CB A1-H1)

Référence

- 944419

Unité de vente

40 Racks



Description

- Le rack Micronic 96-2 est conçu pour 96 tubes individuels de 0,75 ml à filetage interne ou externe. La traçabilité et la reproductibilité absolues des tubes sont assurées par des repères visuels alphanumériques gravés au laser sur le dessus, un code-barres 1D gravé au laser et un code lisible par l'homme sur le côté, ainsi qu'un code Data-Matrix 2D sur le dessous. La conception ouverte du fond du rack facilite la décongélation rapide des échantillons.
- Rack Micronic 96-2
- Matériau : PC haute pureté
- Hauteur du rack : 19,0 mm
- Hauteur avec couvercle bas : 30,8 mm
- Hauteur avec couvercle haut : 37,8 mm
- Longueur du rack : 127,8 mm
- Largeur du rack : 85,5 mm
- Résistance chimique : ++/+
- Plage de température : Phase vapeur d'azote liquide à +140 °C
- Conditionnement : 4 x 10 racks

