

Désignation

- Pointe à filtre en vrac - 100 - 1000 µl Ultrafine

Référence

- 949512

Unité de vente : 1000



- 
- Autoclavables (121 °C, 15 min)
  - Filtres à pores de 10µm
  - Stériles à 10-6 d'après l'ISO 11137
  - Sans DNase/RNase, sans endotoxines, sans ATP, sans pyrogènes, sans ADN humain, sans protéases
  - Matériau Polypropylène
  - Longueur : 89 mm
  - A filtre
  - Autoclavable