

## Désignation

- Pointe à filtre ZAPSLik faible rétention 20  $\mu$ l - En rack stérile Référence
- 949798

Unité de vente : 9600



- 
- Filtre hydrophobe pour la protection des micropipettes contre les aérosols
  - En rack stérile, emballage unitaire ou recharge Eclipse
  - Versions à faible rétention ZAPSlick et/ou pour pipettes Rainin LTS
  - Sans Dnase Rnase
  - Sans ADN humain
  - Sans ATP
  - Sans endotoxines
  - Sans pyrogènes
  - Stérile : Oui
  - Volume : 20  $\mu$ l
  - Dimensions : Longueur : 49,7 mm
  - A filtre : Oui
  - RNase/DNase free : Oui
  - Description additionnelle : Conditionnement : en rack stérile
  - Modèle : ZAPSLik

