

Désignation

- Tube de culture SuperClear Labcon - 14 ml – polystyrène - sans bouchon - à fond rond – non stérile - par 125

Référence

- 949963

Unité de vente : 1000



-
- En polypropylène : autoclavables, utilisables de -80 °C à +122 °C, centrifugeables jusqu'à 3 000 RCF
 - En polystyrène : utilisables de -40 °C à +90 °C, centrifugeables jusqu'à 1 500 RCF
 - Stérile
 - Volume 14 ml
 - Matériau Polystyrène
 - Dimensions \varnothing x h : 17 x 100 mm
 - Température de -40°C à +90°C
 - Couleur Naturel
 - Fond Rond