

Idéal pour la stérilisation de :

- Solides non emballés
- Plastiques
- Verrerie
- Instruments non emballés
- Liquides
- Déchets solides
- Déchets liquides

Caractéristiques

- Autoclave de table à chargement horizontal
- Chambre de 28 litres
- 2 sondes de température flexible PT100 intra-charges
- Température de stérilisation de 105°C à 137°C
- 30 programmes de cycles dont 22 modifiables protégés par mot de passe
- Traçabilité des cycles via clé USB (les 200 derniers cycles sont enregistrés dans la mémoire de l'autoclave)
- Equipé d'un plateau tout inox
- Remplissage manuel en eau déminéralisée
- Vidange automatique
- Porte manuelle à fermeture automatique
- Panneau de commande 3 boutons très convivial
- Ecran couleur pour suivre l'avancée du cycle
- Chambre, porte en inox AISI 316L polie, finition miroir

Nombreuses options dont :

- Imprimante thermique intégrée
- Logiciel de traçabilité R-PC-R
- Pompe à vide
- Evacuation dans un réservoir externe (si absence de vidange thermorésistante gravitaire dans la salle)
- Remplissage automatique en eau déminéralisée
- 2 plateaux et support plateau
- Panier mailles et bac plein tout inox
- Maintien de la température en fin de cycle
- Table support tout inox



Capacité de chargement Erlenmeyer

- 8 fioles 250 ml
- 4 fioles 500 ml
- 1 fiole 1000 ml



Capacité de chargement Schott- Duran

- 12 bouteilles 250 ml
- 9 bouteilles 500 ml
- 5 bouteilles 1000 ml



Données techniques

- Volume de la chambre : 28 litres
- Dim. chambre (Øxp) : 280x400 mm
- Dim. externes (lxhxp) : 530x440x760 mm
- Puissance de chauffe : 2,3 kW
- Poids : 65 Kg

Utilités

- Alimentation électrique : 220V/50Hz/1ph+N+T
- Remplissage manuel en eau déionisée (conductivité : 1 à 15 µs/cm)
- Vidange dans un réservoir externe fourni

Les autoclaves Tuttnauer sont conçus et fabriqués selon les directives et normes européennes et internationales les plus strictes.