

Manche et support ADOS évolution 150 cm

Références:

Kit balai: MCFADOSEV+

Flacon : MCFBSADOSEV

(bleu / jaune / rouge / vert)

Rechange Velcro : MCFRVADOSMP



Fiche technique

Fonction et points forts :

Manche et support

Points forts :

- Légèreté
- Pas de contact avec la solution détergente/désinfectante
- Pas de port de seau
- Flacon facilement remplaçable

Conseil d'utilisation :

Pour utilisation de bandeaux de lavage microfibre à usage unique, usage court.

Fonction et points forts :

Bouteilles

Points forts :

Réservoir en plastique transparent muni d'un bouchon poussoir.

Code couleur sur le poussoir pour identifier le type de solution ou le service approprié.

Le système DRIZZ travaille sous pression pour garantir un fonctionnement propre : laver et rincer la valve à surpression de temps en temps.

Contenance : 500 ml environ 100 m².

Conditionnement :

Balai : unité

Flacon: unité

Rechange velcro: la paire

Caractéristiques techniques :

Du kit :

Dimension : 150 x 40 cm

Poids : 740 g

Composition : manche 150 cm : aluminium
porte bouteille: plastique
support Velcro de 40 cm : plastique

Couleurs : gris et noir

Des flacons :

Composition : plastique

Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert

Des rechanges Velcro Microplast :

Composition : plastique

Couleur : transparent