

Désignation

- Bandelette mquant 110044 cyanure 1-30 mg/l cn

Référence

- 958963

Unité de vente : 100



Description

- Méthode colorimétrique avec bandelettes-test et réactifs 1 - 3 - 10 - 30 mg/l CN⁻ MQuant®
- Conditionnement : Boîte plastique
- Le test de cyanure est utilisé pour surveiller les ions cyanure dans l'effluent lors des travaux de galvanoplastie. Seuls les cyanures facilement dissociables sont détectés.
- Stockage : Conserver de +15°C à +25°C.

