

Désignation

- Tube large à centrifuger fond conique stérile 225 ml

Référence

- 978253

Unité de vente

48 Tubes

Description

- Tube à fond conique stérile de 225 mL
- Pour les applications nécessitant une centrifugation de grand volume
- Le bouchon en polyéthylène (PEHD) avec joint d'étanchéité intégré assure une fermeture sécurisée
- Plage de température : -80 °C à 120 °C
- L'utilisation d'un coussin de rotor est recommandée pour maintenir les tubes en place pendant la centrifugation
- Stérile
- Apyrogène
- Autoclavable
- Couleur tube : Naturel
- Couleur bouchon : Vert
- Matériau tube : Polypropylène
- Matériau bouchon : PEHD
- Volume maximal : 225 mL
- Gradué
- Force maximale (RCF) : 7500 g
- Sans RNase/DNase
- Conditionnement : 6 tubes/sachet refermable

