

Désignation

- Réservoir à réactif multicavité pp

Référence

- 978374

Unité de vente : 25



Description

- Réservoir à réactifs
- Réservoir multicavité 12 canaux haut permet la distribution de réactifs variés
- Volume maximal : 15 ml/puits
- En polypropylène offrant une surface low binding afin d'éviter l'adhésion des réactifs aux bords des parois
- Adaptés pour des transferts répétitifs de réactifs ou une utilisation en robotique
- Fond pyramidal facilitant la récupération du réactif
- Coloris naturel
- Stockage possible à -80 °C
- Autoclavables
- Non stérile
- Sans RNase/DNase

