

## Désignation

- Filtre seringue ptfé 0,22 $\mu$ m 13mm vrac

## Référence

- 978457

## Unité de vente

- 100



## Description

- Filtre seringue PTFE, 0,22  $\mu$ m, 13 mm, conditionnement en vrac, non stérile
- Les filtres sont moulés dans des boîtiers en polypropylène, assurant une étanchéité fiable sans utilisation d'adhésifs
- Entrée femelle Luer-Lock et sortie mâle Luer Slip
- Code couleur par type de membrane pour une identification facile
- Membrane hydrophobe offrant une excellente résistance à la température
- Dégazage/clarification d'échantillons aqueux
- Filtration de solvants acides forts
- Filtration de solvants alcalins
- Non stérile
- Apyrogène
- Couleur principale Blanc
- Matière : PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
- Taille des pores : 0,22  $\mu$ m
- Sans RNase/DNase
- Conditionnement en vrac dans un sachet refermable

