

## Désignation

- Filtre seringue non stérile PTFE, diamètre 13 mm, porosité 0,45 µm

## Référence

- 978459

## Unité de vente

- 100



## Description

- Boîtier filtre en polypropylène pour une bonne étanchéité
- Entrée luer lock, sortie mâle luer
- Code couleur pour une identification facile
- Recommandé pour la filtration en chimie et en industrie agroalimentaire
- Coloris BLANC : PTFE (Polytétrafluoroéthylène) : Membrane hydrophobe possédant une grande résistance aux températures élevées
- Recommandé pour le dégazage et la clarification d'échantillon aqueux, la filtration de solvants acides forts, et de solvants alcalins
- Matériau Membrane : PTFE
- Dimensions  $\varnothing$  : 13 mm
- Dimensions Porosité : 0,45 µm
- Conditionnement : en vrac

