



Description d'article

Numéro de commande	55.526.006
Description d'article	Tube, 5 ml, 75 x 12 mm, fond rond, PP, avec cape de ventilation assemblée, conditionnement stérile, conditionnement de 25 pièces par sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	Cape de ventilation
Type de système de fermeture	Bouchon pression
Forme du fond	Fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Produit conforme à DDM ou à DIV	IVD
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	oui
Apyrogène	non
Numéro de lot ou de série	Numéro du lot

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	1000
Pcs. / pallet	48000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0,0345 cbm
Poids du carton	3,61 kg
Code EAN de la boîte	4038917109314
Code EAN du carton d'emballage	4038917012485

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

