

Désignation

- Pointes ep motion 300µl, filtre, pcr clean reference 0030014472 x96x24

Référence

- 999516CHU31

Unité de vente

2304 Pointes



Description

- Pointes avec filtre
- PCR clean, 5 – 300 µL, ACT
- Livré dans un emballage en PET sous blister avec un scellage pour garantir sa qualité
- Plateaux avec code couleur pour l'identification directe du volume
- Le système Reload system avec portoir TipHolder en aluminium autoclavable réduit les déchets plastiques des boîtes de pointes jusqu'à 40 %
- Compatible uniquement avec les systèmes automatisés de manipulation de liquides epMotion
- Marqué ACT : Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- Conditionnement : 24 plateaux × 96 pointes

