

FICHE TECHNIQUE

999704

Sparadrap Transpore™ 3M™ en polyéthylène 9mx2,5cm sans dévidoir

CODE ARTICLE : 414105

DATE D'EDITION : 29/01/2018 09:52:15



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

TRA67

Désignation

Sparadrap Transpore™ 3M™ en polyéthylène 9mx2,5cm sans dévidoir

Application

- Fixation rapide et sûre de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures sur zones fixes ou mobiles

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

120

FICHE TECHNIQUE

999704

Sparadrap Transpore™ 3M™ en polyéthylène 9mx2,5cm sans dévidoir

CODE ARTICLE : 414105

DATE D'EDITION : 29/01/2018 09:52:15

Minimum de vente (nombre de pièces) 12

Descriptif du produit

Matière	Polyéthylène
Composition	- Support : film de polyéthylène microperforé - Adhésif : copolymère d'acrylate
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Longueur (en m)	9,14
Largeur (en cm)	2,50
Usage unique	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	3M FRANCE
Référence du fournisseur	TR925
Pays d'origine	ALLEMAGNE