

Désignation

- Lamelle planée 30 x 30 mm pour cellules doubles de type Nageotte (épaisseur n° 1)

Référence

- 900596

Unité de vente : 100



Description

- Lamelles spécialement destinées aux cellules de numération.
- Epaisseur : 0,4 mm.
- Dimensions L x l : 30 x 30 mm
- Epaisseur : 0,4 mm
- Pour cellule : double
- Type : Nageotte
- Les lamelles d'hémacytomètre sont utilisées pour couvrir les échantillons dans les chambres de comptage. Le verre de protection de l'hémacytomètre est placé sur les surfaces extérieures des roulements et, grâce à sa planéité, adhère très bien. Ainsi, il forme un espace capillaire précis et définit le volume de la suspension cellulaire sur la grille de comptage.
- Grâce à leur haute qualité de bord, ces lamelles conviennent parfaitement aux frottis sanguins.
- En verre optique spécial
- Prêt à l'emploi
- Bords meulés et polis
- Emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène
- Pour les applications conformément au règlement UE 2017/746 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR), avec marquage CE et numéro de lot.

