

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	900621
<b>Désignation</b>	Compteur de cellules



### Description :

- ✓ Compteur de cellules Marienfeld 5V DC
- ✓ Dimensions : 130 x 235 x 35 mm
- ✓ Conçu pour compter les cellules sanguines et également d'autres particules
- ✓ Ecran couleur TFT 3.5 pouces avec 5 touches fonctionnelles, 15 touches de comptage et 4 programmes de comptage différents
- ✓ Programmes : LEUKO, MYELO/RBC, RETI gratuit
- ✓ Mémorisation du dernier comptage par l'instrument
- ✓ Interface USB mini
- ✓ Fonctionnement sur secteur : adaptateur secteur USB 5 V CC

### Unité de vente :

1 Compteur de cellules