

## Désignation

- Bécher en acier inox 304 - capacité 600 ml - sans anse
- Référence : 910191

Unité de vente : 1



---

## Description

- Volume : 600 ml
- Matériau : Inox
- Dimensions :  $\varnothing$  x h : 86 x 117 mm (tolérance  $\pm 2$ mm)
- Diamètre intérieur : 83.5 mm (tolérance  $\pm 2$ mm)
- Poids emballé : 0,14 kg
- Dimensions emballé : 9 x 9 x 11,5 cm

