


FICHE TECHNIQUE

Référence	910527
Désignation	Bouchon série Q



Description :

- ✓ Bouchon multivoies
- ✓ Pour du transfert de liquide (applications avec pression)
- ✓ Anti-torsion
- ✓ Corps en PTFE
- ✓ Tuyaux connectés par orifices filetés 1/4" -28 en acier inox et écrous
- ✓ Ferrules recommandées, Omni-Lok ou système Gripper
- ✓ Livré avec un jeu de tuyaux
- ✓ Col GL45
- ✓ Nombre de voies : 2

Unité de vente :

1 Bouchon série Q