

FICHE TECHNIQUE

Référence	912418
Désignation	Caisson insonorisé PMP101 avec pompe



Description :

- ✓ Plage de température jusqu'à +200 °C
- ✓ Plage de réglage du vide : 5 mbar à 1100 mbar
- ✓ Pompe résistante aux produits chimiques
- ✓ 1 seule version : TwinDISPLAY
- ✓ Structure de porte anti-éclatement
- ✓ Thermo plateaux réglables séparément et chauffés directement
- ✓ Caisson intérieur et paroi extérieure en acier inoxydable
- ✓ Programmation via Control COCKPIT ou AtmoCONTROL
- ✓ Module Premium : inclus communication gaz inerte (pour VO49 ET VO101), entrée de gaz programmable à commande numérique avec réduction du débit, Mobilealert (message erreur séparé pour la température et la pression)
- ✓ Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité (l) : 101
- ✓ Dimensions internes L x P x H (mm) : 545 x 400 x 465
- ✓ Dimensions externes L x P x H (mm) : 710 x 550 x 767
- ✓ Température : amb + 5 °C à 200 °C
- ✓ Vide admissible final (mb) : 0,01
- ✓ Nombre plateaux standard / maximum : 1 / 2
- ✓ Nombre plateaux standard / maximum (avec module premium) : 1 / 4
- ✓ Charge maximale thermo plateau (kg) : 20
- ✓ Charge maximale par appareil : 60
- ✓ Poids (brut étuve à vide) (kg) : 135
- ✓ Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Unité de vente :

1 caisson insonorisé PMP101 avec pompe