

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	913077
<b>Désignation</b>	Portoir Cooler



### Description :

- ✓ En Boîtiers réfrigérants en polycarbonate avec couvercle transparent ou couvercle rempli de gel
- ✓ Pour maintenir les échantillons à 0 °C
- ✓ Capacité : 32 cryotubes ½ ml ou microtubes 1.5/2 ml
- ✓ Dimension L x l x h : 240 x 160 x 146 mm
- ✓ Couleur : rouge

### Unité de vente :

1 unité