

FICHE TECHNIQUE

Référence	913078
Désignation	Portoir Cooler



Description :

- ✓ En Boîtiers réfrigérants en polycarbonate avec couvercle transparent ou couvercle rempli de gel
- ✓ Pour maintenir les échantillons à - 20 °C
- ✓ Capacité : 32 cryotubes ½ ml ou microtubes 1.5/2 ml
- ✓ Dimension L x l x h : 240 x 160 x 146 mm
- ✓ Couleur : jaune

Unité de vente :

1 unité