

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	913082
<b>Désignation</b>	Portoir mini-cooler



### Description :

- ✓ Boîtiers réfrigérants en polycarbonate avec couvercle transparent
- ✓ Pour maintenir les échantillons à 0 °C, - 20 °C ou - 70 °C sur la paille
- ✓ L x l x h : 225 x 165 x 105
- ✓ Capacité : 1 plaque PCR ou 96 tubes 0.2 ml
- ✓ Couleur : Jaune

### Unité de vente :

1 portoir