

## Désignation

- Piston et microtubes 1,5 ml et échantillon de billes de broyage en spirale

## Référence

- 918034

Unité de vente : 100



- 
- Idéal pour l'homogénéisation de tissus mous (foie, cerveau et muscle...) et des précipités, et la remise en suspension du culot de centrifugation
  - L'ajout de billes de broyage est recommandé pour une lyse tissulaire plus efficace
  - Peut être utilisé avec le BioVortexer pour une meilleure homogénéisation
  - Compatible avec les tubes coniques de 1,5 et 0,5 ml
  - Il est possible de diminuer la vitesse de l'homogénéiseur BioVortexer en travaillant avec l'une des 2 piles uniquement
  - Matière : polypropylène
  - Autoclavable