

Désignation

- Tube pp 2ml pour broyage, capuchon vissant a joint o-ring

Référence

- 918080

Unité de vente : 500 tubes dans un sachet en polyéthylène



-
- Flacons et bouchons non stériles de 2 ml
 - Flacons de microcentrifugeuse de 2,0 ml, avec bouchon à vis et joint torique, sont fabriqués en polypropylène vierge et présentent des parois droites et un fond conique pointu.
 - Cette forme de flacon est requise pour le Mini-Beadbeater-1+ et recommandée pour les Mini-Beadbeater-16, Mini-Beadbeater-24 et Mini-Beadbeater-96. Compatibles avec d'autres marques de broyeurs à billes.

