

Désignation

- Homogénéiseur sans fil sonibeast-jr avec station de charge 115v

Référence

- 918087

Unité de vente : 1



Description

- Le SoniBeast-JR est une version portable, sans fil et à vitesse variable à haute énergie de perturbateurs cellulaires à billes.
- Bien que le SoniBeast-JR soit destiné au traitement d'échantillons sur le terrain ou dans des endroits éloignés du laboratoire, il s'agit également d'un choix abordable pour le traitement d'un nombre limité d'échantillons (<20/jour) en laboratoire.
- Actionné manuellement avec un interrupteur à glissière sur le corps du boîtier du moteur du SoniBeast-JR, le plateau de flacons contient deux microflacons en polypropylène à bouchon vissé de 2 ml ou un flacon en polypropylène à bouchon vissé de 7 ml.
- Le SoniBeast-JR est livré avec une station de charge intelligente alimentée par une entrée électrique de 115 volts.
- Les billes et les flacons, qui varient selon l'application, doivent être commandés séparément.
- Contrôle de vitesse variable 10 000 à 18 000 oscillations par minute. Les temps de perturbation des cellules sont généralement inférieurs à 2 minutes.
- Alimenté par une batterie lithium-ion de 1,3 A/heure.
- Comprend une station de charge à double tension 115/230
- Poids : 0.9 kg

