

## Désignation

- Tube XXTUFF 2 ml

## Référence

- 918093

Unité de vente : 200



- 
- Tube XXTuff en polypropylène renforcé• Mêmes dimensions qu'un microtube de 2 ml
    - Tube renforcé permettant l'utilisation de billes en acier
    - Bouchon vissant avec joint d'étanchéité
  - Tube en acier inox
  - Mêmes dimensions externes qu'un microtube de 2 ml
    - Améliore les échanges thermiques et la résistance
    - Idéal pour les applications où le polypropylène pourrait contaminer l'échantillon
    - Recommandé pour le broyage sous azote
    - Des bouchons en silicone sont nécessaires pour le broyage d'échantillons secs ou congelés à l'aide de billes en acier (vendus séparément)

