

FICHE TECHNIQUE

Référence	921159
Désignation	Seringues



Description :

- ✓ Seringues Injekt solos
- ✓ 2 pièces
- ✓ Luer excentrée
- ✓ Non stérile
- ✓ Bulk
- ✓ Corp de seringue transparent
- ✓ Piston vert
- ✓ Corp en polypropylène
- ✓ Piston en polyéthylène
- ✓ Graduation : 0.5 ml
- ✓ Volume : 10 ml

Unité de vente :

1000 Seringues
