

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	921160
<b>Désignation</b>	Seringues



### Description :

- ✓ Seringues Injekt solos
- ✓ 2 pièces
- ✓ Luer excentrée
- ✓ Non stérile
- ✓ Bulk
- ✓ Corp de seringue transparent
- ✓ Piston vert
- ✓ Corp en polypropylène
- ✓ Piston en polyéthylène
- ✓ Graduation : 1 ml
- ✓ Volume : 20 ml

### Unité de vente :

1000 Seringues

---