

Désignation

- Seringue Injekt 2pc 10ml luer excentre

Référence

- 921201

Unité de vente : 100



Description

- Seringue Injekt®
- Taille : 10 ml
- ISO 7886-1
- Seringue : 2 pièces - Luer excentré
- Graduation : 0.5 ml
- Capacité totale de graduation : 10 ml
- Matériaux :
Corps de la seringue : Polypropylène
Piston : Polyéthylène
- Ne contient pas : DEHP, Latex, huile de silicone, PVC ou Bisphenol A
- Dimensions :
Corps de la seringue : 79,20 mm
Piston : 80,57 mm
Blister : 123 x 45 x 23 mm
- Emballage individuel stérile
- Conditionnement : Blister individuel - 100 pièces par boîte



Injekt® est une seringue 2 pièces embout Luer à usage unique. Dispositif médical de classe I stérile avec fonction de mesurage. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Allemagne. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD Product Service (0123).